


SURE-Cord®

Retrakciós fonal – nem impregnált



szőszmentes erős szakítószilárdság magas abszorpció


SURE-Cord® nem impregnált retrakciós fonal, amely 100 % pamutból készült.

SURE-Cord® fonal szerkezete jelentősen nagyobb mennyiségű hemosztatikus oldatot hordoz, így kiválóan biztosítja a gél felszívódását és a fonal felhelyezését.

Előnyök:

- Gyors szövetelmozdulás részletes margókkal és tökéletes lenyomattal
- Kiváló vérelnyelés a finom és szoros szerkezetnek köszönhetően
- Tiszta felületet biztosít
- Az intelligens vágókés biztosítja a tiszta és könnyű vágást
- Könnyű elhelyezés a sulcusban
- A hosszjelző segít a kívánt hosszúság levágásában
- Az áttetsző hengeres tartó lehetővé teszi a fonal mennyiségének ellenőrzését

Alkalmazás:




Méret és hossz

Hossz	254 cm
	# 000 zöld
	# 00 barna
	# 0 lila
	# 1 kék
	# 2 narancs
	# 3 sárga



SURE-Cord® plus

Retrakciós fonal - impregnált



szőszmentes Intenzív húzóképeség magas abszorpció AICI vérszabályozás

SURE-Cord® Plus egy mikroszál as retrakciós amelynek nagyobb a nedvszívó képessége, mint a pamutnak.

SURE-Cord® Plus alumínium-kloriddal van impregnálva, felszívja a medvséget a sulcusban és elzárja a kisebb ereket.

Előnyök:

Alumínium-kloriddal impregnált

- Gyengéd összehúzó hatás és vérzéscsillapítás
- Nincs szív- és érrendszeri probléma (epinefrin mentes)
- Nem feketedik a szövet

Intenzív szakítószilárdság még AICI esetén is

Egy érintéssel vágó sapka cirkónium pengéve

- A cirkónium penge biztosítja a tiszta és higiénikus állapotot

Szőszmentes

- Ez biztosítja tiszta lenyomatot

A legvékonyabb méret (#000.0)

- A legjobb alkalmazás a dupla fonal technikához

Split mikroszál as anyaggal kötött

- Tökéletes abszorpciós hatás
- x500 nagyított SEM fotó

Méret és hossz

Hossz	254 cm
	# 000.0 fekete
	# 000 zöld
	# 00 barna
	# 0 lila
	# 1 kék
	# 2 narancs

A tanácsadók megjegyzései:

A 000.0 méret kiváló kiegészítés Sokkal jobban ellenáll az aprításnak egy nagy sebességű fűrő köré tekeredve

Imádom a dupla és tripla nullát használni



DA DENTAL ADVISOR

